

SYSTEM AGELOC WELLSPA iO

System ageLOC WellSpa iO przynosi więcej korzyści, jakich potrzebuje każdy z nas. To spersonalizowany system pielęgnacji i wellness, który zadba o Twoją rewitalizację, odnowę i relaks, by zapewnić Ci jak najlepsze samopoczucie i wygląd.



POZNAJ SYSTEM AGELOC WELLSPA IO

Oto przyszłość pielęgnacji. System ageLOC WellSpa iO wykorzystuje inteligentną pielęgnację, by widocznie ujędrniać i napinać skórę, nadając jej bardziej młodzieńczy, pełen energii wygląd.

Korzyści z tego systemu koncentrują się wokół trzech kwestii: odnowy, rewitalizacji i relaksu. Marzysz o **rewitalizacji** wyglądu skóry dla większej pewności siebie, **odnowie** i poprawie swojego ogólnego dobrostanu, a może o odrobinie **relaksu** po treningu lub długim dniu? Wejdź na wyższy poziom pielęgnacji i wellness dzięki możliwościom systemu ageLOC WellSpa iO.

Ten ekskluzywny system wykorzystuje produkty kosmetyczne ageLOC, które zapewniają widoczne, odczuwalne i udowodnione naukowo korzyści, aplikację połączoną z Internetem rzeczy, która będzie Twoim przewodnikiem, a także spersonalizowaną technologię mikroprądu adaptacyjnego zintegrowaną z urządzeniem, by komfortowo dopasowywać intensywność prądu do przewodności skóry w czasie rzeczywistym.

Odkryj wyjątkową pewność siebie z niewielką pomocą systemu ageLOC WellSpa iO.

DLACZEGO WSZYSCY SĄ ZACHWYCENI

KORZYSTNE DZIAŁANIE REWITALIZUJĄCE
urządzenia ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum

- Rewitalizuje wygląd skóry, wzmacniając uczucie pewności siebie.
- Zaprojektowany dla skóry z widocznym cellulitem – pomaga wyraźnie ujędrniać i konturować skórę, by wyglądała na wygładzoną i pełną blasku.
- Wyraźnie ujędrnia i napina skórę na udach, brzuchu i ramionach, nadając jej bardziej młodzieńczy wygląd.
- Pomaga odżywić skórę, aby była nieskazitelna, gładka i wyglądała zdrowiej.
- Pomaga zniwelować efekt wiotczej skóry, widocznie poprawiając jej sprężystość i kontur.
- Wyrównuje koloryt skóry, nadając jej wyraźnie rozświetlony wygląd.
- Nawilża i pomaga zredukować efekt pomarszczonej skóry.
- Zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry u źródła, aby zachować młody wygląd i zniwelować oznaki upływu czasu dzięki mieszance składników ageLOC.

KORZYSTNE DZIAŁANIE ODNAWIAJĄCE

urządzenia ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

- Przywraca ogólne lepsze samopoczucie i dobrą kondycję.
- Przesuwanie urządzenia po skórze zapewnia jej masaż, który pomaga poprawić krążenie w warstwach skóry i tkance łącznej.
- Dzięki ruchom masującym pomaga zredukować opuchliznę, by skóra wyglądała na wygładzoną.
- Wspiera ogólne dobre samopoczucie, by pomóc Ci wyglądać i czuć się lepiej.
- Pomaga poczuć większą równowagę i harmonię.
- Zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry u źródła, aby zachować młody wygląd i zniwelować oznaki upływu czasu dzięki mieszance składników ageLOC.

KORZYSTNE DZIAŁANIE RELAKSACYJNE

urządzenia ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

- Wspiera ciało, by zapewnić Ci lepsze samopoczucie przed i po treningu.
- Zapewnia wspaniały manualny masaż przed treningiem, by pobudzić mięśnie i przygotować je do wysiłku.
- Zapewnia wspaniały manualny masaż po treningu, by pomóc rozluźnić obolałe mięśnie i zrelaksować ciało.
- Pomaga odświeżyć się i zrelaksować po długim dniu.

CECHY URZĄDZENIA

- Powierzchnia urządzenia zapewnia komfortowe i bezproblemowe stosowanie.
- Wyjątkowy design metalicznych końcówek, który został zgłoszony do opatentowania w USA, optymalizuje przepływ prądu i pomaga zapewnić skórze płynny, komfortowy manualny masaż, jedno-cześnie ją stymulując. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by doskonale dopasowywać się do konturów ciała i gładko przesuwać się po skórze.
- Zgłoszony do opatentowania¹ dwufazowy pulsujący mikroprąd adaptacyjny nieustannie i komfortowo dostosowuje się do skóry w czasie rzeczywistym, zapewniając za każdym razem zoptymalizowaną sesję WellSpa iO dostosowaną tylko do Ciebie.
- Silikonowy rękaw został zaprojektowany tak, by ułatwić czyszczenie i maksymalnie ograniczyć bałagan.

FUNKCJE APLIKACJI NU SKIN VERA

- Dopasowuje i uzupełnia Twoje zabiegi rewitalizacji, odnowy i relaksu. Prowadzi Cię na każdym kroku dzięki samouczkom w czasie rzeczywistym.
- Podaje spersonalizowany wynik iO, który pomaga utrzymać motywację i osiągnąć swoje cele związane z pielęgnacją i wellness.
- Pomaga śledzić Twój sposób korzystania z urządzenia, by uzyskać motywujące odznaki.
- Dzięki możliwości łatwego ponownego zamawiania zawsze masz produkty pod ręką.
- Oferuje nieustanną optymalizację dzięki aktualizacjom aplikacji i urządzenia.


¹ W USA i na innych rynkach na świecie

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez pracowników i niezależnych Brand Affiliate firmy Nu Skin w Europie (z wyjątkiem Ukrainy) i RPA. Nie jest przeznaczony do wiadomości publicznej. Lista wszystkich zarejestrowanych znaków towarowych na rynkach Nu Skin w Europie i RPA jest podana w glosariuszu znaków towarowych na stronie www.nuskin.com.


WYNIKI KLINICZNE, KTÓRE TO POTWIERDZAJĄ BADANIE REWITALIZACJI

Badanie in vivo zostało przeprowadzone z udziałem kobiet w wieku 25–60 lat z cellulitem w stopniu od łagodnego po umiarkowany w górnej części ud, górnej części ramion i/lub na brzuchu, które zostały wybrane do skorzystania z zabiegów ageLOC WellSpa iO. 33 z nich stosowało następującą rutynę pielęgnacyjną: ageLOC Body Polish jako środek oczyszczająco-złuszczący trzy razy w tygodniu w powyższych obszarach, urządzenie WellSpa iO z ageLOC Body Serum przez trzy minuty trzy razy w tygodniu oraz ageLOC Dermatic Effects dwa razy dziennie. Każdy obszar został oceniony w drodze oceny klinicznej oraz samooceny na początku badania i w drugim, czwartym, ósmym i dwunastym tygodniu. W tych samych punktach czasowych, przy pomocy oprzyrządowania Cutometer, oceniono także tylną górną część uda.

Poniżej zaprezentowane są wyniki dotyczące poprawy jędrności i elastyczności skóry na udzie, zmierzone przy pomocy urządzenia Cutometer.



Podczas oceny klinicznej sprawdzono występowanie cellulitu w każdym obszarze. Poniżej znajduje się przedstawienie zmian widocznych na udzie.



Uczestniczki zauważyły także poprawę wyglądu skóry w następujących aspektach w każdym obszarze:

- Cellulit
- Jędrność
- Poprawa konturu
- Ogólny wygląd
- Gładkość
- Nawilżenie
- Napięcie skóry

W ramach tego samego badania, przeprowadzonego z grupą innych 32 kobiet stosujących rutynę Rewitalizacji, nasze badanie wykazało również, że przy zwiększonej częstotliwości stosowania urządzenia ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum (maksymalnie 5 razy w tygodniu) i czasie 5 minut na każdą partię ciała korzyści widać szybciej, a na przestrzeni 12 tygodni wyniki są lepsze.

STOSOWANIE

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w instrukcji obsługi systemu ageLOC WellSpa iO oraz z instrukcjami użytkownika w aplikacji Vera. Niezależnie od tego, którą rutynę wybierzesz, nasze luksusowe produkty bez spłukiwania ze składnikami ageLOC będą zwalczać widoczne oznaki starzenia się skóry, by pomóc Ci zachować młodzięcy wygląd.

RUTYNA REWITALIZACJI

ageLOC Body Polish + urządzenie ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum + ageLOC Dermatic Effects

Stosować od 3 do 7 razy w tygodniu. Po oczyszczeniu skóry pod prysznicem przy użyciu ageLOC Body Polish i wytarciu jej do sucha nałożyć odpowiednią ilość ageLOC Body Serum na wybrane obszary (np. górną część ramion, górną część ud, pośladki lub brzuch) i rozpocząć sesję z ageLOC WellSpa iO. Delikatnie przesuwając urządzenie po skórze w górę ku środkowej części ciała, a następnie z powrotem w dół, wykonując powolne, okrężne ruchy. W razie potrzeby ponownie nałożyć serum, aby zapewnić gładkie, ciągłe połączenie między skórą a urządzeniem. Pozostałości serum wmasować w skórę. Na koniec nałożyć ageLOC Dermatic Effects, wmasowując produkt pewnymi, okrężnymi ruchami do góry.

RUTYNA ODNOWY I RELAKSU

urządzenie ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Activating Gel

Nałożyć odpowiednią ilość ageLOC Body Activating Gel na oczyszczoną skórę wybranych partii ciała. Stosować w połączeniu z urządzeniem ageLOC WellSpa iO.

W przypadku rutyny odnowy delikatnie przesuwając urządzenie po ciele długimi pociągnięciami w górę. Następnie obrócić urządzenie, aby przejść do kolejnej partii ciała, aż cały obszar zostanie poddany rutynie. Pozostałości żelu wmasować w skórę. Używać nie więcej niż raz dziennie.

W przypadku rutyny relaksacyjnej delikatnie przesuwając urządzenie po danym obszarze ciała powolnymi, okrężnymi ruchami w górę, zwracając szczególną uwagę na partie, w których ciało jest napięte. Następnie obrócić urządzenie, aby przejść do kolejnej partii ciała, aż cały obszar zostanie poddany rutynie. Pozostałości żelu wmasować w skórę. Używać nie więcej niż raz dziennie.

UWAGA: Aby poznać wszystkie szczegóły na temat korzystania z urządzenia, połącz się z aplikacją Nu Skin Vera lub sprawdź instrukcję ageLOC WellSpa iO.

CO NAPĘDZA NASZE PRODUKTY AGELOC

AGELOC BODY SERUM

ageLOC Body Serum jest przeznaczone do stosowania z urządzeniem ageLOC WellSpa iO i zostało stworzone dla skóry z widocznym cellulitem. Pomaga uzyskać wyraźną poprawę konturu skóry, dodaje jej blasku i poprawia ogólny wygląd. Produkt wyraźnie ujędrnia i napina skórę, a ponadto zawiera mieszankę składników nawilżających, które wygładzają skórę oraz redukują efekt jej pomarszczenia, zapewniając bardziej młodzieńczy wygląd.

- **Mieszanka konturująca sylwetkę** – starannie wyselekcjonowana mieszanka składników roślinnych, które dbają o skórę z widocznym cellulitem. Mieszanka oddziałuje na wiele czynników, przynosząc efekt ujędrnienia oraz poprawy konturu i napięcia skóry.
- **Peptyd AI** – wyjątkowy naturalny oligopeptyd zidentyfikowany dzięki AI, który widocznie wygładza i ujędrnia skórę.
- **Owoc Caesalpinia spinosa i wyciąg z Kappa-phycus alvarezii** – wspomagają ujędrnianie i wygładzanie skóry.
- **Mieszanka pielęgnująca skórę** (słonecznik, makadamia, alantoina i panthenol) – pomaga poprawić ogólny wygląd skóry.
- **Mieszanka ageLOC** – zastrzeżona mieszanka składników, która zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry, pomagając jej zachować młody wygląd.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

ageLOC Body Activating Gel daje efekt chłodzący, który doskonale pasuje do rutyny odnowy i relaksu z ageLOC WellSpa iO.

Ten produkt został stworzony do współpracy z urządzeniem ageLOC WellSpa iO.

- **Mieszanka WellBe** – starannie wyselekcjonowana mieszanka wyciągów z korzenia kowniatka nadmorskiego i ashwagandhy (Withania Somnifera Root Extract), która pomaga osiągnąć ogólne dobre samopoczucie.
- **Mieszanka ageLOC** – zastrzeżona mieszanka składników, która zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry, pomagając jej zachować młody wygląd.

WYPRÓBUJ RÓWNIEŻ*

- ageLOC Body Polish
- ageLOC Dermatic Effects®
- Epoch® IceDancer Invigorating Leg Gel
- Beauty Focus Multibeauty

*Sprawdź lokalną dostępność produktów na stronie internetowej Twojego rynku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak połączyć pielęgnację i wellness w ramach jednego systemu?

Traktujemy swoje ciało jak ekosystem i poszukujemy holistycznych rozwiązań, które dopasują się do naszych zmieniających się potrzeb związanych z osobistym samopoczuciem. Właśnie taki jest system ageLOC WellSpa iO. Od wspaniałych formuł ageLOC po unikalny design urządzenia, mikroprąd adaptacyjny oraz połączone doświadczenie iO – system ageLOC WellSpa iO zapewnia korzyści w dziedzinie pielęgnacji i wellness: rewitalizację, odnowę i relaks, by pomóc Ci wyglądać i czuć się jak najlepiej.

Dlaczego system ageOC WellSpa iO jest wyjątkowy?

System ageLOC WellSpa iO to domowe doświadczenie spa wymyślone na nowo. Produkty uzupełniające do stosowania miejscowego (ageLOC Body Serum i ageLOC Body Activating Gel) zawierają starannie wyselekcjonowane składniki, a ich formuła bez spłukiwania zapewnia najwyższy poziom komfortu. ageLOC Body Polish zapewnia dodatkowe korzyści w zakresie oczyszczania, wygładzania i rozświetlania skóry, a ageLOC Dermatic Effects ujędrnia skórę, działając jako emulsja modelująca ciało do codziennego stosowania. Urządzenie ageLOC WellSpa iO wykorzystuje jedyne w swoim rodzaju, zgłoszone do opatentowania metaliczne końcówki, które pomagają wykonywać płynny, komfortowy masaż, równocześnie przyczyniając się do stymulowania skóry. Unikalny design tych metalicznych końcówek sprawia, że doskonale dopasowują się do konturów ciała i gładko przesuwają się po skórze. Urządzenie wykorzystuje także mikroprąd adaptacyjny (dwufazowy pulsujący mikroprąd adaptacyjny), który stale dostosowuje się do zmian przewodności skóry w czasie każdej sesji, by zapewnić Ci zoptymalizowane, spersonalizowane i komfortowe doświadczenie. System nie tylko pomaga konturować i upiększać skórę, ale także ją rewitalizuje, by poprawić Twoje ogólne samopoczucie i umożliwić personalizację Twojej podróży związanej z pielęgnacją i dobrą kondycją.

Czym różni się mikroprąd w ageLOC WellSpa iO od ageLOC Galvanic Body Spa?

ageLOC Galvanic Body Spa wykorzystuje pulsujący prąd stały, a ageLOC WellSpa iO – mikroprąd adaptacyjny. Jest to dwufazowy pulsujący prąd, który nieustannie dostosowuje się do przewodności skóry w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości dostosowania się do przewodności skóry urządzenie zapewnia optymalną intensywność prądu, nie ograniczając komfortu.

Jaki jest maksymalny rekomendowany czas stosowania systemu ageLOC WellSpa iO?

Możesz korzystać z systemu ageLOC WellSpa iO do 5 minut na każdym obszarze ciała. Postępuj zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Dlaczego korzystanie z ageLOC WellSpa przewiduje różne rodzaje ruchów?

Osoby, które chcą zrewitalizować swój wygląd, powinny wykonywać ruchy skierowane do góry i/lub do środka, a równocześnie delikatnie masować dany obszar, by pomóc poprawić wygląd skóry.

Osoby, które chcą odzyskać dobre samopoczucie i zająć się całymi obszarami (np. całe udo, całe ramię), powinny skoncentrować się na podstawowych ruchach do góry i do środka. Podczas rutyny relaksacyjnej urządzenie działa na konkretne grupy mięśni poprzez delikatny, rozluźniający masaż. W związku z tym najlepiej wykonywać mniejsze, okrężne ruchy skierowane do góry/do środka.

Dlaczego metaliczne końcówki mają taki wyjątkowy kształt?

Jedynie w swoim rodzaju metaliczne końcówki urządzenia ageLOC WellSpa iO zostały zaprojektowane tak, by zapewniały płynny, komfortowy manualny masaż, który przyczynia się do stymulowania skóry. Urządzenie ma za zadanie optymalnie dopasowywać się do konturów ciała i gładko przesuwac się po skórze.

Czy muszę połączyć się z aplikacją, aby korzystać z urządzenia ageLOC WellSpa iO?

Bez połączenia z aplikacją także możesz cieszyć się wspaniałymi korzyściami w dziedzinie pielęgnacji i wellness. Jednak urządzenie ageLOC WellSpa iO powstało z myślą o łączności, dlatego warto skorzystać ze wszystkich funkcji, które zostały opracowane specjalnie dla Ciebie – w tym spersonalizowanych ustawień celów, samouczków krok po kroku, spersonalizowanych rutyn i monitorowania użycia.

Jak mam stwierdzić, która rutyna jest dla mnie odpowiednia?

Nikt nie zna Twoich potrzeb dotyczących pielęgnacji i wellness lepiej niż Ty. A gdy korzystasz z aplikacji Vera, masz do wyboru mnóstwo różnych rutyn. Wypróbuj je wszystkie i ciesz się wspaniałymi korzyściami, które pokochają Twoja skóra i ciało.

Jak urządzenie ageLOC WellSpa iO wspiera zobowiązanie Nu Skin do zrównoważonego rozwoju?

Jako odpowiedzialni za stan naszej planety, zaprojektowaliśmy urządzenie ageLOC WellSpa iO z akumulatorem przeznaczonym do wielokrotnego ładowania, co zwiększa trwałość urządzenia. W miarę możliwości należy oddać urządzenie do recyklingu. Dodatkowe informacje na temat recyklingu można znaleźć na stronie www.nuskin.com/sustainability.

CO JEST W ŚRODKU

AGELOC BODY SERUM

Składniki: Aqua, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, PEG-16 Macadamia Glycerides, PEG-10 Sunflower Glycerides, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Panthenol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Arginine, Allantoin, Caprylyl Glycol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Kappaphycus Alvarezii Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Crithmum Maritimum Extract, Oligopeptide-1, Hydroxyacetophenone, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Tocopherol, Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoxy Ether, Carbomer, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl Salicylate.

AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Składniki: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fructose, Caprylyl Glycol, Allantoin, Bisabolol, Panthenol, Withania Somnifera Root Extract, Sodium PCA, Oryza Sativa Extract, Lotus Corniculatus Flower Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Sodium Hyaluronate, Crithmum Maritimum Extract, Carbomer, Disodium EDTA, Aminomethyl Propanol, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Limonene.

Zeskanuj kod QR, by połączyć się z aplikacją Vera

